



CATÁLOGO

MINI FRAGMENTOS

Membros Inferiores
Pé AV 2.4

*Mini Fragments
Inferior Members
Foot AV 2.4*

*Mini Fragmentos
Miembros Inferiores
Pie AV 2.4*




Mini Fragmentos

Membros Inferiores

Pé AV 2.4

Mini Fragments Inferior Members
Foot AV 2.4

Mini Fragmentos - Miembros Inferiores
Pie AV 2.4



Descrição técnica

Technical Description

Titânio ideal para materiais de implantes (placas e parafusos): excelente biocompatibilidade, resistente a corrosão, não tóxico ao meio ambiente. Placas produzidas em Titânio ASTM F-67: projetadas através de sistemas CAD / CAM, alta resistência, formato anatômico à estrutura óssea. Parafusos produzidos em Liga de Titânio ASTM F-136. Instrumental produzido em aço inoxidável com finalidade de auxiliar o profissional na fixação de implantes, alta resistência, rigidez apropriada. Compacto e portátil.

Titanium ideal for implant materials (plates and screws): excellent biocompatibility, corrosion resistant, not toxic to the environment. Plates produced with Titanium ASTM F-67: designed through CAD / CAM systems, high resistance, quick adaptation, anatomical format to the bone structure. Screws produced with ASTM F-136 Titanium Alloy. Instrumental produced using stainless steel with the purpose of assisting professionals in the fixation of implants, high resistance, appropriate stiffness. Compact and portable.

Titanio ideal para implantes de material. Excelente biocompatibilidade, resistencia a la corrosión y no tóxico a el medio ambiente. Placas producidas con titânio ASTM F-67, diseñado através del sistema CAD/CAM. Alta resistencia, rápida adaptación, formato anatômico para la estructura ósea. Tornillos producidos con ASTM F-136 titanio alloy. Instrumental producido con acero inoxidable con el propósito de asistir a los profesionales en la fijación de implantes. Alta Resistencia, rigidez apropiada, compacto y portátil.

Indicações

Indications

O Sistema Mini Fragmentos destina-se a pacientes adultos ou pediátricos, indicado para tratamento de fraturas, fusões conjuntas, artrodese, osteotomias corretivas na região do antepé, médiopé, retropé e calcâneo.

The Mini Fragments System is intended for adult or pediatric patients, indicated for treatment of fractures, joint fusion, arthrodesis, corrective osteotomies in the forefoot, midfoot, hindfoot and calcaneus.

El sistema de fragmentos mini está destinado para pacientes adultos o pediátricos, indicado para el tratamiento de fracturas, fusión de articulaciones, artrodesis, osteotomías correctivas en la parte anterior del pie, el mediopié, el retropié y el calcáneo.

Registros

Records
Registros


80084420010;	80084420011;	80084420015;	80084420017;
80084420020;	80084420021;	80084420022;	80084420025;
80084420026;	80084429003.		



Parafusos / Bloqueador

Screws / Blocker

Tornillo / Bloqueador



Parafuso Ø2,4mm Fix. Rígida Estrela AV Código

Screw Ø2,4mm Fixation Attachment AV Star Head Code

Tornillo Ø2,4mm Fijación. Rígida Estrela AV Código

Ø 2,4 x	Código
10,0 mm	24.0311.010
12,0 mm	24.0311.012
14,0 mm	24.0311.014
16,0 mm	24.0311.016
18,0 mm	24.0311.018
20,0 mm	24.0311.020
22,0 mm	24.0311.022
24,0 mm	24.0311.024
26,0 mm	24.0311.026
28,0 mm	24.0311.028
30,0 mm	24.0311.030
32,0 mm	24.0311.032
34,0 mm	24.0311.034
36,0 mm	24.0311.036
38,0 mm	24.0311.038
40,0 mm	24.0311.040



Parafuso Cortical Ø2,4mm Estrela

Cortical Screw Ø2,4mm Star Head

Tornillo Cortical Ø2,4mm Estrela

Ø 2,4 x	Código
08,0 mm	24.0317.008
10,0 mm	24.0317.010
12,0 mm	24.0317.012
14,0 mm	24.0317.014
16,0 mm	24.0317.016
18,0 mm	24.0317.018
20,0 mm	24.0317.020



Bloqueador 2,4 AV

Blocker

Bloqueador

Bloqueador

Código

Code

Código

24.0101.001

Mini Fragmentos Fixação Rígida - Placa Osteotomia

Mini Fragments Rigid Attachment - Osteotomy Plate

Mini Fragmentos Fijación Rígida - Placa Osteotomía



Placa para Osteotomia FR 2.0mm

Plate for Osteotomy RA 2.0mm

Placa para Osteotomía FR 2.0mm

24.0504.202



Placa para Osteotomia FR 3.0mm

Plate for Osteotomy RA 3.0mm

Placa para Osteotomía FR 3.0mm

24.0504.203



Placa para Osteotomia FR 4.0mm

Plate for Osteotomy RA 4.0mm

Placa para Osteotomía FR 4.0mm

24.0504.204



Placa para Osteotomia FR 5.0mm

Plate for Osteotomy RA 5.0mm

Placa para Osteotomía FR 5.0mm

24.0504.205



Placa para Osteotomia FR 6.0mm

Plate for Osteotomy RA 6.0mm

Placa para Osteotomía FR 6.0mm

24.0504.246



Placa para Osteotomia FR 7.0mm

Plate for Osteotomy RA 7.0mm

Placa para Osteotomía FR 7.0mm

24.0504.247



Placa para Osteotomia FR 8.0mm

Plate for Osteotomy RA 8.0mm

Placa para Osteotomía FR 8.0mm

24.0504.248



Placa para Atrodese 4 Furos FR 1.0mm

Plate for Arthrodesis 4 Holes RA 1.0mm

Placa para Atrodese 4 Agujeros FR 1.0mm

24.4804.100



Placa para Atrodese 4 Furos FR 2.0mm

Plate for Arthrodesis 4 Holes RA 2.0mm

Placa para Atrodese 4 Agujeros FR 2.0mm

24.4804.200



Placa para Atrodese 4 Furos FR 3.0mm

Plate for Arthrodesis 4 Holes RA 3.0mm

Placa para Atrodese 4 Agujeros FR 3.0mm

24.4804.300



Placa para Atrodese 4 Furos FR 4.0mm

Plate for Arthrodesis 4 Holes RA 4.0mm

Placa para Atrodese 4 Agujeros FR 4.0mm

24.4804.400



Placa para Atrodese 4 Furos FR 5.0mm

Plate for Arthrodesis 4 Holes RA 5.0mm

Placa para Atrodese 4 Agujeros FR 5.0mm

24.4804.500



Placa para Atrodese 4 Furos FR 6.0mm

Plate for Arthrodesis 4 Holes RA 6.0mm

Placa para Atrodese 4 Agujeros FR 6.0mm

24.4804.600

Mini Fragmentos Fixação Rígida - Placa Metatarso

Mini Fragments Rigid Attachment - Metatarsus Plate

Mini Fragmentos Fijación Rígida - Placa Metatarso




Placa Metatarso "E" 6 Furos FR
Metatarsus Plate "L" 6 Holes RA
Placa Metatarso "I" 6 Agujeros FR
24.9906.045



Placa Metatarso "D" 6 Furos FR
Metatarsus Plate "R" 6 Holes RA
Placa Metatarso "D" 6 Agujeros FR
24.9806.045



Placa Cuboide "E" 8 Furos FR
Cuboid Plate "L" 8 Holes RA
Placa Cuboide "I" 8 Agujeros FR
24.8908.022



Placa Cuboide "D" 8 Furos FR
Cuboid Plate "R" 8 Holes RA
Placa Cuboide "D" 8 Agujeros FR
24.8808.022




Macro Placa L "E" 5 Furos FR com Raio
Macro Plate L "L" 5 Holes RA with Radius
Macro Placa L "I" 5 Agujeros FR con Rayo
24.6705.032




Macro Placa L "D" 5 Furos FR com Raio
Macro Plate L "R" 5 Holes RA with Radius
Macro Placa L "D" 5 Agujeros FR con Rayo
24.6605.032




Placa Falange "E" 6 Furos FR com Raio
Phalanx Plate "R" 6 RA Holes with Radius
Placa Falange "I" 6 Agujeros FR con Rayo
24.9706.051



Placa Falange "D" 6 Furos FR com Raio
Phalanx Plate "R" 6 RA Holes with Radius
Placa Falange "D" 6 Agujeros FR con Rayo
24.9606.051



Placa Falange "E" 5 Furos FR com Raio
Phalanx Plate "R" 5 RA Holes with Radius
Placa Falange "I" 5 Agujeros FR con Rayo
24.9705.041



Placa Falange "D" 5 Furos FR com Raio
Phalanx Plate "R" 5 RA Holes with Radius
Placa Falange "D" 5 Agujeros FR con Rayo
24.9605.041



Macro Placa L Oblíqua "E" 5 Furos FR com Raio
Macro Plate L Oblique "L" 5 Holes RA with Radius
Macro Placa L Oblíqua "I" 5 Agujeros FR con Rayo
24.6705.034



Macro Placa L Oblíqua "D" 5 Furos FR com Raio
Macro Plate L Oblique "R" 5 Holes RA with Radius
Macro Placa L Oblíqua "D" 5 Agujeros FR con Rayo
24.6605.034



Macro Placa T 5 Furos FR com Raio
Macro Plate T 5 Holes RA with Radius
Macro Placa T 5 Agujeros FR con Rayo
24.8505.032



Macro Placa T 6 Furos FR com Raio
Macro Plate T 6 Holes RA with Radius
Macro Placa T 6 Agujeros FR con Rayo
24.8506.040



Macro Placa T 7 Furos FR com Raio
Macro Plate T 7 Holes FR with Radius
Macro Placa T 7 Agujeros FR con Rayo
24.8507.048



Macro Placa Reta Falange "E" 5 Furos FR
Straight Plate Macro Phalanx "L" 5 Holes RA
Macro Placa Reta Falange "I" 5 Agujeros FR
1.67.24.97.05.043



Macro Placa Reta Falange "D" 5 Furos FR
Straight Plate Macro Phalanx "R" 5 Holes RA
Macro Placa Reta Falange "D" 5 Agujeros FR
1.67.24.96.05.043



Macro Placa Reta Falange "E" 4 Furos FR
Straight Plate Macro Phalanx "L" 4 Holes RA
Macro Placa Reta Falange "I" 4 Agujeros FR
1.67.24.97.04.034




Macro Placa Reta Falange "D" 4 Furos FR
Straight Plate Macro Phalanx "R" 4 Holes RA
Macro Placa Reta Falange "D" 4 Agujeros FR
1.67.24.96.04.034


Mini Fragmentos Fixação Rígida - Calcâneo

Mini Fragments Rigid Fixation - Calcaneus


Mini Fragmentos Fijación Rígida - Calcáneo




Placa Calcâneo "E" 12 Furos FR
Calcaneus Plate "L" 12 Holes RA
Placa Calcâneo "I" 12 Agujeros FR
24.6912.061



Placa Calcâneo "D" 12 Furos FR
Calcaneus Plate "R" 12 Holes RA
Placa Calcâneo "D" 12 Agujeros FR
24.6812.061




Placa Calcâneo "E" 13 Furos FR
Calcaneus Plate "L" 13 Holes RA
Placa Calcâneo "I" 13 Agujeros FR
24.6913.055



Placa Calcâneo "D" 13 Furos FR
Calcaneus Plate "R" 13 Holes RA
Placa Calcâneo "D" 13 Agujeros FR
24.6813.055



Placa Calcâneo Médio "E" FR
Medium Calcaneus Plate "L" RA
Placa Calcâneo Médio "I" FR
24.1213.062



Placa Calcâneo Médio "D" FR
Medium Calcaneus Plate "R" RA
Placa Calcâneo Médio "D" FR
24.1113.062



Placa Calcâneo Pequeno "E" FR
Small Calcaneus Plate "L" RA
Placa Calcâneo Pequeno "I" FR
24.1212.052



Placa Calcâneo Pequeno "D" FR
Small Calcaneus Plate "R" RA
Placa Calcâneo Pequeno "D" FR
24.1112.052

Mini Fragmentos Fixação Rígida - Placa Tarsal

Mini Fragments Rigid Attachment- Tarsal Plate

Mini Fragmentos Fijación Rígida - Placa Tarsal



Placa Tarsal 6 FR
Plate Tarsal 6 RA
Placa Tarsal 6 FR
24.0506.047



Placa Tarsal 8 FR
Plate Tarsal 8 RA
Placa Tarsal 8 FR
24.0508.061



Placa Tarsal 4 Furos FR 16.0mm
Tarsal Plate 4 Holes RA 16.0mm
Placa Tarsal 4 Agujeros FR 16.0mm
24.0504.016



Placa Tarsal 4 Furos FR 18.0mm
Tarsal Plate 4 Holes RA 18.0mm
Placa Tarsal 4 Agujeros FR 18.0mm
24.0504.018



Placa Tarsal 4 Furos FR 20.0mm
Tarsal Plate 4 Holes RA 20.0mm
Placa Tarsal 4 Agujeros FR 20.0mm
24.0504.020



Placa Tarsal 4 Furos FR 30.0mm
Tarsal Plate 4 Holes RA 30.0mm
Placa Tarsal 4 Agujeros FR 30.0mm
24.0504.030



Placa Rec. Tarsal 4 Furos FR
Tarsal Plate Rec. 4 Holes RA
Placa Tarsal Rec. 4 Agujeros FR
24.0504.222



Placa Rec. Tarsal 6 Furos FR
Tarsal Plate Rec. 6 Holes RA
Placa Tarsal Rec. 6 Agujeros FR
24.0506.332



Placa Rec. Tarsal 8 Furos FR
Tarsal Plate Rec. 8 Holes RA
Placa Tarsal Rec. 8 Agujeros FR
24.0508.442



Placa Rec. Tarsal 14 Furos FR
Tarsal Plate Rec. 14 Holes RA
Placa Tarsal Rec. 14 Agujeros FR
24.0514.772

Estojos

Cases

Cajas



Estojo de Placas para Osteotomia
Osteotomy Case Plates
Conjunto Caja para Osteotomia
30.00.088



Estojo de Placas
Case for Plates
Caja de Placas
30.00.089



Estojo de Placas para Calcâneo 1
Plate Case for Calcaneus 1
Conjunto Caja de placa para Calcâneo 1
30.00.090



Estojo de Placas Tarsal
Plate Case for Tarsal
Conjunto Caja de Placa Tarsal
30.00.087




Estojo de Parafuso AV 2.4
Screw Case AV 2.4
Conjunto Caja de Tornillo AV 2.4
30.00.093



Caixa 19
Case 19
Caja 19
32.00.013




Caixa 22
Case 22
Caja 22
32.00.016



Disposição de Instrumentais para Pé
Instrumentation for Foot
Disposición de Instrumentales para Pie
31.00.024

Instrumental


Instrumental
Instrumental



Pinça de Redução c/ Garra Sistema Canulado 3.5 / 4.0
Clamp Reduction with Claw Cannulated System 3.5 / 4.0
Pinza de Reducción con Garra Sistema Canulado 3.5 / 4.0
1.00.11.00.06.180




Cabo de Engate Para Broca, Macho e Escareador
Clamping Cable for Drill, Male and Scraper
Cabo de acoplamiento para Broca Macho y Avellanador
1.00.99.20.00.080



Afastador de Spreader Médio
Medium Spreader Picker
Separador de Spreader Medio
1.30.05.00.94.220



Martelo
Hammer
Martillo
1.30.00.00.45.180



Pinça de Redução com Ponta Linha Pequenos Fragmentos
Reduction Tipper with Tip Small Fragments Line
Pinza e Reducción con Punta Línea Pequeños Fragmentos
1.00.09.00.35.138



Afastador 8,0mm Linha Grandes e Pequenos
Retractor 8,0mm Large and Small Line
Separador 8,0mm Línea Grandes y Pequeños
1.34.05.00.29.167



Afastador 12,0mm Linha Grandes e Pequenos
Retractor 12,0mm Large and Small Line
Separador 12,0mm Línea Grandes y Pequeños
1.34.05.00.12.167



Retorcedor de Placas Sistema Pé
Plate Booster System Foot
Retorcedor de Placas Sistema Pie
1.30.05.28.22.150



Pinça do Bloqueador Sistema ø2.8
Blocking Tweezers System ø2.8
Pinza para Bloqueador Sistema ø2.8
1.34.05.28.06.135



Ponta Sacar Parafuso para Sextavado 2.0
Stitch Screw Tip Sextavado 2.0
Punta para Sacar Tornillos Sextavado 2.0
1.16.05.20.00.050



Guia de Broca Sistema AV
AV System Drill Guide
Guia de Broca Sistema AV
11.00.072

Instrumental

Instrumental

Instrumental



Cabo de Chave Engate Rápido
Wrench Cable Quick Interlock
Cabo de Llave Acoplamiento Rápido
1.11.05.23.00.110



Cabo Tipo Torquímetro
Cable Type Torque Wrench
Cabo Tipo Medidor de Torsión
1.11.40.23.00.110



Medidor Linha Pequenos Fragmentos
Meter Small Fragments Line
Medidor Línea Pequeños Fragmentos
1.30.99.12.35.168



Pinça de Parafuso 2,8
Screw Clamp 2,8
Pinza de Tornillo 2,8
1.00.00.27.15.060



Pinça Universal
Universal Tweezers
Pinza Universal
1.30.07.10.85.160



Osteótomo
Osteotome
Osteótomo
1.30.05.00.10.200



Broca \varnothing 2,0mm Linha Pequenos Fragmentos
Drill \varnothing 2,0mm Small Fragments Line
Broca \varnothing 2,0mm Línea Pequeños Fragmentos
1.34.05.35.02.123



Macho \varnothing 2,4mm
Male \varnothing 2,4mm
Macho \varnothing 2,4mm
06.00.055



Fio Guia Liso \varnothing 1,5
Smooth Guide Wire \varnothing 1,5
Alambre Guia Liso \varnothing 1,5
1.38.05.15.35.150



Dobrador de Placas
Plate Folder
Doblador de Placas
36.00.001



Ponta de Chave Estrela 2.4/2.7/2.8
Star Key Tip 2.4 / 2.7 / 2.8
Punta de Llave Estrella 2.4/2.7/2.8
08.00.043





Tóride Indústria e Comércio Ltda.

0800.772.2258
+55 19 3862.5858

Av. Caetano Schincariol, nº 97, Pq. das Empresas
Mogi Mirim, São Paulo, Brasil, cep: 13803-340

www.torideimplantes.com.br
vendas@torideimplantes.com.br
sac@torideimplantes.com.br

Rev.: 001 Cód.: 008

Distribuidor autorizado