



Actt

BLOCK

Actt


BLOCK

O Kit **ACTT BLOCK** foi desenvolvido para aliviar dores nos nervos periféricos, bloquear estímulos dolorosos e tratar dores crônicas.

Ele é ideal para a aplicação de **medicações analgésicas, anestésicas e anti-inflamatórias**.

Fabricada com a mais alta tecnologia alemã, a cânula de bloqueio garante segurança, **precisão e conforto durante procedimentos guiados por ultrassom ou fluoroscopia**.

KIT PARA BLOQUEIO DE PLEXO



DIFERENCIAIS

- Ponta de agulha ecogênica
- Graduações de 360° graus nos primeiros 20mm da agulha
- Revestimento NanoLine
- Material de Uso Único
- Fornecida Estéril por ETO (Óxido de Etileno)

INDICAÇÕES DE USO

- Infiltração transforaminal
- Bloqueio do ramo medial
- Bloqueio anestésico seletivo do nervo
- Bloqueio de nervo periférico

COMPOSIÇÃO

- Agulha 20-25Gx50mm, 100mm ou 150mm
- Manifold para Distribuição 3 vias
- Seringa de Controle Angiográfica 12 ml
- Conector Valvulado

+55 (11) 2500-2190
comercial@acertta.com.br
www.acertta.com.br



Acertta Distribuidora Hospitalar
Rua Luigi Galvani, nº146 - 2º Andar, Cidade Monções - SP, 04575-020

Registro ANVISA Nº 00000000000

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA